DABI ATLANTE

Conozca la Línea de SILLONES DENTALES 2024



SILLA

· Articulación Central Única. · Brazo de apoyo plegable 90° para el paciente.

· Reposacabezas biarticulado. Pedal con activación del reflector, ajuste del respaldo y asiento, retorno a cero y posiciones de trabajo programables por el profesional. · Caja de conexión integrada. Ambidiestra.

UNIDAD DENTAL

- · Brazo con bloqueo neumático. Hasta 3 terminales en la unidad
- · Tapa de acero inoxidable removible. · Brazo Auxiliar con PAD.

UNIDAD DE AGUA

· Escupidera de porcelana profunda, removible y con desagüe para retención de sólidos.

· Unidad de agua abatible y con sensor de proximidad.

· Filtro de residuos ubicado en la base del aspirador debajo del cuerpo de la unidad de agua.

REFLECTOR Sirius 3 LEDs

trabajo.

· Tecnología de iluminación LED: eficiente en términos energéticos y duradero. · Sensor de proximidad para activación y control de intensidad de luz. · Fuente de luz fría, sin generación de calor. -

Foco rectangular para una mayor área de

ÍTEMS DE SERIE

Reflector Sirius 3 LEDs

- · Diseño innovador con manejo ergonómico. · Cabeza giratoria con material duradero.
- · Manijas de lazo bilateral autoclavables para aislamiento.
- · Protector frontal removible para protección del sistema óptico.

Tres intensidades: 10.000, 20.000 y 30.000 LUX




Brazo Auxiliar Con PAD











CONOZCA I A V/FRSION



4 VERSION	
	CROMA 3
Silla	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable
Unidad Dental	Air
Accesorios de la Unidad Dental	Tapa de acero inoxidable Control PAD
Terminales de la Unidad Dental	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación
Accesorios de la Unidad de Agua	Escupidera extraíble de porcelana Brazo Auxiliar con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad
Terminales de la Unidad de Agua	Aspirador Venturi Aspirador Bomba de Vacío
Reflector	Sirius 3 LEDs





COLORES

DABI

Tapizados que inspiran su rutina de trabajo.

























Fotos ilustrativas. Los colores pueden haber sufrido alteraciones en la reproducción gráfica. Dabi Atlante se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones técnicas de los productos, previa autorización de la ANVISA, para continuar con su perfeccionamiento. CONFIGURACIÓN SILLA D1: ANVISA 10069210062. UNIDAD DE AGUA SYNCRUS G2: ANVISA 10069210063. UNIDAD DENTAL: SYNCRUS G2: ANVISA 10069210075. REFLECTOR Persus L; Persus LED: ANVISA 10069210069. 51000000164: Versión - Nov/2023.

