

Conozca la Línea de SILLONES DENTALES 2025

LÍNEA PERSONAL 3

REPOSACABEZAS BIARTICULADO

BRAZO DE APOYO PLEGABLE

PEDAL JOYSTICK MULTIFUNCIONAL

BRAZO DE LA UNIDAD DENTAL CON BLOQUEO NEUMÁTICO

UNIDAD DE AGUA CON SENSOR DE PROXIMIDAD Y PORTA VASOS

REFLECTOR SIRIUS 3 LEDS

HASTES RETRÁCTILES CON SISTEMA DE BLOQUEO (VERSIÓN 2H)



SILLA

- Brazo de apoyo para el paciente plegable 90°.
- Reposacabezas anatómico y biarticulado.
- Pedal joystick con posición de retorno a cero; 3 posiciones de trabajo; posición de escupir, encendido del reflector y bloqueo de movimientos.
- Ambidiestro.

UNIDAD DENTAL

- Brazo con bloqueo neumático.
- Hasta 5 terminales, según la versión.
- Hastes retráctiles con sistema de bloqueo (Personal 3H).
- Tapa de acero inoxidable y removible (Versión Air).
- Control PAD: activa todos los comandos de la silla, equipo, unidad de agua y reflector.

UNIDAD DE AGUA

- Filtro de residuos ubicado en la base de la silla.
- Unidad de agua plegable en 90°.
- Accionamiento eléctrico del agua de la cubeta.
- Terminal Sugador Venturi (Personal 3H) y BV.
- Sensor de proximidad.

REFLECTOR SIRIUS 3 LEDS

- Tecnología de iluminación LED
- Sensor de proximidad.
- Fuente de luz fría, sin generación de calor.
- Foco rectangular para una mayor área de trabajo.
- Diseño innovador.
- Asas laterales autoclavables.
- Protector frontal removible para la protección del sistema óptico.

ÍTEMS DE SERIE

Reflector Sirius 3 LEDs

- Tecnología de iluminación LED: Eficiente en términos energéticos y duradero.
- Sensor de proximidad para activación y control de intensidad de luz.
- Fuente de luz fría, sin generación de calor.
- Foco rectangular para una mayor área de trabajo.
- Diseño innovador con manejo ergonómico.
- Asas laterales autoclavables.
- Protector frontal removible para la protección del sistema óptico.
- Sensor 3 LEDs
- Tres intensidades: 10.000, 20.000 y 30.000 LUX



Brazo asistente con PAD



Porta vasos
Con sensor de proximidad



Control PAD
con negatoscopio



COMPARE LAS VERSIONES

	PERSONAL 3	PERSONAL 3H
Silla	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable
Unidad Dental	Air - Versión G3	Hasteflex
Accesorios de la Unidad Dental	Tapa de acero inoxidable Control PAD Negatoscopio Sistema Flush	Tapa de acero inoxidable Control PAD Negatoscopio Sistema Flush
Terminales de la Unidad Dental	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Ultrasonido Chorro de Bicarbonato	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Ultrasonido Chorro de Bicarbonato
Accesorios de la Unidad de Agua	Escupidora extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad	Escupidora extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra
Terminales de la Unidad de Agua	Terminal aspirador Vac Plus Terminal aspirador Bomba de Vacío	Terminal aspirador Vac Plus Terminal aspirador Bomba de Vacío
Reflector	Sirius 3 LEDs	Sirius 3 LEDs

COLORES DABI

Tapizados que inspiran su rutina de trabajo.

PVC o Viscoelástico



Fotos ilustrativas. Los colores pueden haber sufrido alteraciones en la reproducción gráfica. Dabi Atlante se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones técnicas de los productos, previa autorización de la ANVISA, para continuar con su perfeccionamiento. CONFIGURACIÓN SILLA NEW CROMA T5: ANVISA 10069210062. UNIDAD DE AGUA SYNCRUS G2: ANVISA 10069210063. UNIDAD DENTAL SYNCRUS G3 Y SYNCRUS G3 H: ANVISA 10069210075. REFLECTOR Sirius G8 Sensor 3 Leds: ANVISA 10069210069. 51000000167: Versión - Nov/2022.

SOLICITE PRESUPUESTO

